





แบบพับกล่องดูคลื่นแสงอย่างง่าย

- ตัดตามเส้นทึบ
- - - - - พับตามรอยประ




วิธีการทำกล่องดुकกลืนแสงอย่างง่าย


1. พิมพ์ต้นแบบกล่องดุกกลืนแสงอย่างง่ายลงบนกระดาษสี 180 แกรม ขนาด A4 และนำไปติดลงบนกระดาษสีดำ 110 แกรม ขนาด A4
2. ตัดต้นแบบกล่องดุกกลืนแสงอย่างง่าย โดยตัดตามรอยเส้นทึบและพับตามรอยเส้นประ



พิมพ์ต้นแบบลงบนกระดาษสี




ตัดตามรอยเส้นทึบ



พับตามรอยเส้นประ

3. ติดเทปกาวยสองหน้าหรือทาขาวลงตามบริเวณที่ระบุ และประกอบกล่องดุกกลืนแสงอย่างง่ายโดยติดด้านหมายเลข 1 เพียงด้านเดียวก่อนเพื่อจัดทำบริเวณสำหรับติดชิ้นส่วน CD



บริเวณสำหรับติดชิ้นส่วน CD



ติดเทปใสด้านหลัง


4. ตัดแผ่น CD ให้ได้ชิ้นส่วน CD ที่มีขนาดประมาณ 4×6 cm จากนั้นนำชิ้นส่วน CD ติดที่กล่องดูคลื่นแสงอย่างง่ายในบริเวณที่ระบุตามตำแหน่ง



แผ่น CD



ชิ้นส่วน CD



ติดชิ้นส่วน CD

5. ติดเทปกาวยสองหน้าด้านหมายเลข 2-7 เพื่อประกอบกล่องดูคลื่นแสงอย่างง่ายให้สมบูรณ์

